



# MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Directia de Sănătate Publică - BIHOR

Oradea, Str.Libertății, nr.34

Tel.0259-434565 , Fax 0259-418654

e-mail : [secretariat@aspbihor.ro](mailto:secretariat@aspbihor.ro) , [www.aspbihor.ro](http://www.aspbihor.ro)

C.M.D. BIHOR

INTRARE  
REGISTRARE

Dep. adrese

Nr. 85 din 28.02.17

Nr. 1401 /21.02.2017

Către,

COLEGIUL MEDICILOR DENTIȘTI BIHOR

Având în vedere adresa Dvs. nr.25/26.01.2017 înregistrată la DSP Bihor cu nr.1401/27.01.2017, prin care ne solicitați să vă comunicăm dacă protocoalele de procesare a instrumentarului medical din unitățile de asistență medicală stomatologică sunt întocmite corespunzător, vă comunicăm faptul că suntem de acord cu conținutul materialului, cu următoarele precizări:

- Etapa 1 -Decontaminarea - se va efectua numai cu produse biocide deținătoare de aviz BIO de nivel mediu/înalt. (recomandabil de nivel înalt pentru scăderea încărcăturii microbiene)
- Etapa 2 – curățarea mecanică se va efectua cu un detergent enzimatic/biocid cu proprietăți de curățare
- Etapa 3 – dezinfecția finală se va efectua numai cu produse biocide deținătoare de aviz BIO de nivel înalt.

Note:

1. În situația în care biocidul utilizat pentru etapa 1 de decontaminare are și proprietăți de curățare etapele 1 și 2 vor avea loc simultan.
2. În situația în care curățarea se face în cuve ultrasonice se va utiliza doar detergent enzimatic, după care va urma etapa 3.
3. În situația în care curățarea se face în cuve ultrasonice dar se utilizează un produs biocid și cu proprietăți de curățare, etapele 2 și 3 vor avea loc simultan.
4. În situația în care curățarea se face în mașini automate care ating temperatura de 90°C (cu marcaj CE, înregistrare la ANMDM și carte tehnică în care să se menționeze temperatura de lucru sau programele de lucru) etapele 2 și 3 se desfășoară concomitent.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. Daniela Rahotă



D:M.C./Dr.C.O./lex